

Інструкція з використання Дозатор ліктьовий, 1000 мл

Цей виріб розроблений і виготовлений у відповідності з основними вимогами Технічного регламенту щодо медичних виробів України і для цього пристрою застосовувалися процедури Додатку 8 для маркування знаком відповідності.



**УВАГА! Перед використанням виробу ознайомтесь з Інструкцією.
УВАГА! Використовуйте виріб лише за призначенням.**



ПРИЗНАЧЕННЯ

Дозатор ліктьовий, 1000 мл (далі – виріб) призначений для дозування дезінфікаційних засобів, антисептиків, рідкого мила, крему медичних закладах усіх профілів.

ОПИС

Виріб з міцного пластику та стійкого до корозії металу дає можливість дозувати засіб в об'ємах 1 л. Спеціальна форма металевого важеля дозволяє зручно натискати на неї ліктем, для запобігання контакту шкіри рук, дотримуючись гігієнічних норм в медичних установах та виключає ризик випадкового інфікування.

КОМПЛЕКТНІСТЬ

1. Копус виробу – 1 шт.
2. Набір для кріплення – 1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал: метал

Об'єм: 1000 мл.

Колір: білий.

Термін експлуатації: 5 років.

ЗРАЗОК МАРКУВАННЯ

Дозатор ліктьовий, 1000 мл
LOT 290920/2023

ТОВ «БЛАНІДАС», Україна, 01015,
м. Київ, вул. Добровольчих
батальйонів, 17
тел.: 0 800 33 15 02
e-mail: help@lysoform.ua
www.lysoform.ua



2023

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати виріб потрібно в оригінальній упаковці, на стелажах у приміщенні, що вентилується при температурі від -10 °С до +25 °С та відносній вологості повітря 30–80±10%, захищеному від потрапляння пилу і механічних навантажень.

Гарантійний термін зберігання – 5 років з дня виготовлення, за дотримання умов зберігання.

УТИЛІЗУВАННЯ

Всі вироби потрібно утилізувати відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує термін придатності для експлуатації виробів 5 років з дати виробництва при дотриманні умов і правил експлуатування, транспортування, монтажу і зберігання.

ВИРОБНИК

ТОВ «БЛАНІДАС», Україна 01015, вул. Добровольчих батальйонів, 17

тел.: 0 800 33 15 02

e-mail: help@lysoform.ua

www.lysoform.ua