

ЗГІДНО
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Держпродспоживслужби
від 24.12.2019 № 12.2-18-1/28755

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ «Бланідас»
Красько О.О.
«27» грудня 2019 р.

Інструкція
щодо застосування засобу
«Bilysna power wash (Білизна сила прання)»

Ця інструкція визначає умови застосування «Bilysna power wash (Білизна сила прання)» виробництва ТОВ «Бланідас», Україна (Компанія сертифікована за стандартами ISO 9001) з метою посилення прання (виведення плям) на білизні в лікувальних установах різного профілю, на підприємствах фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної, харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування і торгівлі, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних навчальних закладах, побуті та в інших установах для дотримання належної гігієни.

Загальні положення.

«Bilysna power wash (Білизна сила прання)» - м'який засіб для посилення прання (відбілювання) лікарняної білизни.

Склад засобу, мас. %: ізопропіловий спирт 10, неіоногенні ПАВ 15-30, лимонна кислота < 5, консерванти 10-15, вода.

«Bilysna power wash (Білизна сила прання)» – якісно видаляє мінеральні, органічні речовини, відбілює застарілі плями.

Приготування робочих розчинів:

Для прання в умовах жорсткої води використовують концентрацію 0,5% - 1,2%.

Концентрація/%	Експозиція/хв.	Кількість засобу/мл на 1 кг сухої білизни
0,5	Експозиція прання вказана в інструкції виробника пральної машини	5
1,2		12

При застосуванні в побутових пральних машинах використовувати не більше 25 мл/5 кг сухої білизни.

Особливості застосування Всі роботи з засобом слід проводити в спеціальному одязі. Захищати руки гумовими рукавичками, уникати попадання в очі та на шкіру. Засіб використовувати тільки у комплексі з «Bilysna bazik wash (Білизна базик прання)» та «Bilysna neutralizator wash (Білизна нейтралізатор прання)» у іншому випадку виробник не несе відповідальності за якість прання та можливі алергічні прояви.

Пакування, транспортування, зберігання.

Засіб фасують у флакони від 1000 мл та каністри по 5л.

Засоби в упаковці перевозять всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів.

Зберігати в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5°C до +25°C.

Термін придатності: 2 роки з дати випуску.

ТУ У 24.5-36257034-008:2011

Дата останнього перегляду
Інженер з якості
ТОВ «Бланідас»
Плахотнюк М.О.
«27» 12 2019 р.