

Інструкція
щодо застосування засобу
Bilysna desactive (Білизна дезактив)

Ця інструкція визначає умови застосування засобу **Bilysna desactive (Білизна дезактив)** виробництва ТОВ «Бланідас», Україна для спеціальної обробки (дезінфекції, дезактивації) та очищення спецодягу, спорядження, ЗІЗ та інших текстильних виробів в умовах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження.

Загальні положення.

Bilysna desactive (Білизна дезактив) - професійний пральний порошок для спеціальної обробки (дезінфекції, дезактивації) виробів з бавовни, льону, синтетики або інших текстильних матеріалів.

Склад: фосфати та сульфат натрію – від 5 до 15%; сода кальцинована – від 5 до 15%, сіль поварена – від 15 до 30%, ПАР – від 5 до 15%, оптичний відбілювач, ароматизатор.

Bilysna desactive (Білизна дезактив) - засіб для очищення спецодягу, спорядження та ЗІЗ від радіонуклідів, іонів важких металів, отрут, токсинів та бактеріальних агентів. Засіб має високі дезактивуючі, миючі та очищувальні властивості. Видаляє забруднення з усіх видів текстильних виробів. Засіб повністю виполіскується та не залишається на одязі. Не подразнює шкіру та органи дихання. Не викликає алергії.

Спосіб використання: Дезактиваційне прання здійснюється у спеціально обладнаних пральнях. Перед пранням радіаційно забрудненого одягу здійснюють дозиметричний контроль та сортують одяг за рівнем забруднення та виду тканини. Здійснюють кілька повних циклів прання. Після проведення прання здійснюють повторний дозиметричний контроль і, якщо рівень радіаційного забруднення не сягнув норми, процедуру проводять повторно.

Спосіб прання	Температура води, t° C	Експозиція, хв	Кількість порошку (г) на 1 кг білизни		
			М'яка вода	Вода середньої жорсткості	Жорстка вода
Автоматичне прання	до +40°C	Відповідно до режиму пральної машини	20 г (1,5 мірні ложки)	20 г (1,5 мірні ложки)	20 г (2 мірні ложки)
	до +60°C		15 г (1 мірна ложка)	15 г (1 мірна ложка)	20 г (1,5 мірна ложка)

Особливості застосування: Всі роботи з засобом рекомендовано проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.

Пакування, транспортування, зберігання.

Засіб фасують у банки по 1 кг з мірною ложкою, контейнери по 5 кг та мішки від 10 до 25 кг.

Засоби в упаковці перевозять всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів.

Зберігають в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від 0°C до +40°C.

Термін придатності: 2 роки з дати виробництва.

Відповідає: Технічному регламенту мийних засобів, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 717.

Вироблено згідно: ТУ У 20.4-36423868-009:2013

Виробник: ТОВ «Бланідас», Україна, 01015, м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів, 17;

Виробничі потужності: Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 15А Тел./Факс: 0 800 33 15 02
E-mail: help@lysoform.ua