



Інструкція щодо застосування засобу Білизна WC (Bilysna WC)

Ця інструкція визначає умови застосування засобу **Білизна WC (Bilysna WC)** виробництва ТОВ «Бланідас», Україна (Компанія сертифікована за стандартами ISO 9001, ISO 14001) з метою генерального прибирання усіх поверхонь санітарно-технічних кімнат в лікувальних установах різного профілю, на підприємствах фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної, харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування і торгівлі, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних навчальних закладах, побуті та в інших установах для дотримання належної гігієни.

Загальні положення.

Білизна WC (Bilysna WC) – концентрований м'який засіб для ефективного очищення та одночасної дезінфекції всіх поверхонь санітарно-технічних кімнат (підлога, стіни, кахлі, раковини, ванни, душові піддони, чаші унітазів, пісуарів, біде).

Склад засобу, мас. %: ортофосфорна кислота 20-30, неіоногенні ПАР <5, фенольні сполуки, віддушка, барвник, вода.

Білизна WC (Bilysna WC) – ефективно видаляє кахельну цвіль, сечовий камінь, наліт відкладень солей жорсткості води та бруд, запобігає утворенню вапняного нальоту та виникненню патогенних мікроорганізмів на поверхнях санітарно-технічних приміщень. Забезпечує чистоту та свіжість надовго.

Спосіб використання: Розчинити рекомендовану кількість засобу (див. таб. 1) у відрі з водою кімнатної температури та помити поверхню робочим розчином засобу. У випадку коли поверхня надто забруднена, рекомендується залишити засіб на короткий час (1-3 хв.), щоб засіб подіяв, після чого видалити забруднення шляхом додаткового протирання.

Таблиця №1.

Вид забруднення	Концентрація засобу, %	Кількість засобу, мл	Кількість води, мл	Спосіб обробки	Кількість робочого розчину з 1 л концентрату
Мінімальне забруднення	0,5	50	9950,0	Однократне прибирання	200 л
Максимальне забруднення	1	100	9900,0		100 л

Особливості застосування: всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.

Пакування, транспортування, зберігання.

Засіб фасують у флакони від 100 мл до 1000 мл та каністри по 2 л, 3 л, 5 л.

Засоби в упаковці перевозять всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів.

Зберігати в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5°C до +25°C.

Термін придатності: 2 роки з дати випуску.

Відповідає: Технічному регламенту мийних засобів, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 717.

Вироблено згідно: ТУ У 24.5-36257034-008:2011

Виробник: ТОВ «Бланідас», Україна, 01015, м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів,17;

Виробничі потужності: Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна,15А

Тел./Факс: 0 800 33 15 02 Е-mail: help@lysoform.ua