

ІНСТРУКЦІЯ

щодо застосування засобу для
спеціальної обробки шкіри та волосся
«Bilysna shield- gel and shampoo
(Білизна щит – гель та шампунь)»

Ця інструкція визначає умови застосування засобу **«Bilysna shield – gel and shampoo (Білизна щит – гель та шампунь)»**, виробництва ТОВ «Бланідас», Україна (Компанія сертифікована за стандартами ISO 9001, ISO 14001) з метою спеціальної обробки (дезінфекції, дезактивації) поверхні шкіри та волоссяного покриву військових та цивільних осіб в умовах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження.

Загальні положення.

«Bilysna shield – gel and shampoo (Білизна щит – гель та шампунь)» - засіб для спеціальної обробки (дезінфекції, дезактивації) поверхні шкіри та волосся, готовий до використання м'який засіб у вигляді гелю, який містить композицію поверхнево-активних речовин та компоненти догляду за шкірою. Гель має відповідний шкірі рН, утворює легку піну, не містить барвників, вапняних та лужних компонентів. М'яко і ефективно очищує шкіру від радіонуклідів, іонів важких металів, отрут, токсинів та бактеріальних агентів, не порушує фізіологічний баланс шкіри, захищає від знежирення та зневоднення.

Склад засобу, мас. %: лауретсульфат натрію – 8,0, кокамідопропілбетаїн – 2,5, дітаноламід жирних кислот кокосової олії – 2,0, хлорид натрію – 2,0, гліцерин -1,0, лимонна кислота - 0,07, хлорметилізотіазолінон, метилізотіазолінон, вода очищена.

Умови застосування: на змочену шкіру та волосся, що потребують спеціальної обробки, нанести порцію гелю, спінити та ретельно змити проточною водою, витерти шкіру насухо та висушити волосся. Оптимальна температура води для змивання – не тепліше за 30-32°C. Якщо є значне ураження шкіри, то спочатку дезактивують найбільш забруднені ділянки, а потім – усі інші. Після проведення дезактивації здійснюють повторний дозиметричний контроль і, якщо рівень радіаційного забруднення не сягнув норми, процедуру проводять повторно.

Пакування, транспортування, зберігання.

Засіб фасують у флакони по 1000 мл та каністри 5 л.

Засоби в упаковці перевозять всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів.

Зберігають в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5°C до +25°C.

Термін придатності: 3 роки з дати випуску.

ТУ У 22.2-36257034-019:2017